



Ciljna skupina

Iskusni poznavatelji progresivne leće.
Životna dob 45+.

Tehnologija

IOT Camber Steady
Plus Progressive

Način izrade

Obostrana progresivna geometrija.

Poručivanje dioptrija

1/4, 1/8, 1/100

Individualni parametri

IPD, PL, Vertex, Panto, Ztilt, NVD

Inset

Po potrebi od 0 do 4 ili automatski
izračun inseta.

Progresivna duljina

14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm ili
varijabilna u odnosu na visinu fitovanja.

Minimalna visina ugradnje

16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm

Optimizacija

Specijalno tanjenje za leću u plus
rasponu na osnovu oblika okvira i
parametra za fitovanje leće u okvir.
Ako se leća poručuje bez opcije
Optimizacija, topografija leće bit će
decentrirana nazalno u odnosu na
geometrijsko središte za 2,5 mm.

Ocjene korisnika

Vid – daljina



Vid – blizina



Spontano privikavanje



Vid – srednja daljina



Udobnost tijekom korištenja




Korištenje elektroničkih uređaja



Oznake na lećama

■ gravire
■ markeri



MATERIJALI

1.50 CR-39	1
1.53 Trivex	2
1.59 Poly	4
1.60 High Index	5
1.67 High Index	7
1.74 High Index	8

DORADE

Bez dorade	W	Transitions XTRActive Brown	C
Remove 420	R	Transitions XTRActive Gray	L
Transitions GEN 8 Brown	Z	Nupolar Brown	B
Transitions GEN 8 Gray	N	Nupolar Gray	S